

Sanctband™

LATEX-FREE PRODUCTS SAFETY MANUAL

🚫 Safety Instructions – Please Note

1. This product is used in professionally recommended exercises for physiotherapy, rehabilitation and fitness.
2. Check product for damages (holes, cracks, cuts) prior to every use. Do not use damaged product, replace them instead.
3. Do not use this product on an uneven or abrasive surface.
4. This product should not be exposed to high temperatures which can cause the material to deteriorate. In such an event, please discontinue use of the product immediately.
5. **Caution:** Keep out of reach of children, this product can potentially cause choking strangulation and suffocation when not used properly.
6. Children may use Sanctband only under adult supervision and after a therapy-accompanying introduction. Not suitable for infants.
7. Sanctband Recommended Cleaning Method: Clean with wet clean cloth.
8. Shelf Life: 5 years from the date of manufacture if unopened and unused.
9. **Disposal of the devices:** Follow local disposal procedure as per user facility.

🇩🇪 Sicherheitshinweise – bitte unbedingt beachten

1. Dieses Produkt wurde für die Verwendung durch ausgebildete Fachkräfte und/oder Physiotherapeuten im Rahmen einer Physiotherapie, Rehabilitation und professionell begleiteter Fitnessübungen entwickelt.
2. Das Produkt vor jeder Nutzung auf Beschädigungen (Löcher, Risse, Schnitte) überprüfen. Verwenden Sie keine beschädigten Produkte, sondern ersetzen Sie diese.
3. Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf scharfkantigen oder rauen Oberflächen.
4. Dieses Produkt sollte nicht hohen Temperaturen ausgesetzt werden, da dies zu einer Verschlechterung des Materials führen könnte. Stellen Sie in einem solchen Fall die Verwendung des Produkts unverzüglich ein.
5. **Achtung:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei unsachgemäßer Verwendung kann dieses Produkt zu Erstickung und Strangulation führen.
6. Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen und nach einer therapiebegleitenden Einweisung benutzen. Es ist für Kleinkinder nicht geeignet.
7. **Empfohlene Reinigungsmethode** für das Sanctband produkt: Mit einem feuchten, sauberen Tuch reinigen.
8. **Haltbarkeit:** 5 Jahre ab Herstellungsdatum, wenn ungeöffnet und unbenutzt.
9. **Entsorgung der Geräte:** Befolgen Sie die örtlichen Entsorgungsverfahren entsprechend der Ausrüstung des Benutzers.

🇫🇷 Précautions d'utilisation – à lire avant d'utiliser le produit

1. Ce produit est conçu pour être utilisé par un professionnel tel ou un physiothérapeute qualifié dans le cadre de la physiothérapie, de la réadaptation et des exercices de conditionnement physique recommandés par un professionnel.
2. Avant chaque utilisation, vérifiez que produit n'est pas endommagé (trous, fissures, coupures). N'utilisez pas les bandes endommagées, remplacez-les plutôt.
3. Ne pas utiliser ce produit sur une surface inégale ou abrasive.
4. Ce produit ne doit pas être exposé à des températures élevées qui peuvent causer la détérioration du matériau. Dans ce cas, veuillez cesser immédiatement l'utilisation du produit.
5. **Attention:** Tenir hors de la portée des enfants, ce produit peut potentiellement causer l'étranglement étouffant et l'étouffement quand ne pas utiliser correctement.
6. Les enfants ne peuvent utiliser Sanctband que sous la surveillance d'un adulte et après avoir suivi l'avis d'un thérapeute. Ne convient pas aux enfants en bas âge.
7. Méthode de nettoyage recommandée par Sanctband: nettoyer avec un chiffon propre et humide.
8. Durée de conservation: 5 ans à compter de la date de fabrication si non ouvert et non utilisé.
9. **Mise au rebut des appareils:** Suivre la procédure de mise au rebut locale selon les installations de l'utilisateur.

Sanctband™

🇮🇹 Consigli per la sicurezza

1. Questo prodotto è progettato per l'uso da parte di professionisti qualificati e/o fisioterapisti come parte della fisioterapia, della riabilitazione e degli esercizi raccomandati professionalmente per il fitness.
2. Verifica la presenza eventuali danni sulla fascia (fori, crepe, tagli) prima dell'uso. Non utilizzare fasce danneggiate; in caso di danni, sostituirle.
3. Non utilizzare questo prodotto su una superficie irregolare o abrasiva.
4. Questo prodotto non deve essere esposto a temperature elevate che possono causare il deterioramento del materiale. In tal caso, si prega di interrompere immediatamente l'uso del prodotto.
5. **Attenzione:** Tenere fuori dalla portata dei bambini, questo prodotto può potenzialmente causare strangolamento e soffocamento se non utilizzato correttamente.
6. I bambini possono utilizzare Sanctband solo sotto la supervisione di un adulto e dopo una spiegazione degli esercizi da svolgere in funzione della terapia loro prescritta. Non è adatta ai neonati.
7. Metodo di pulizia raccomandato da Sanctband: pulire con un panno umido e pulito.
8. Durata di conservazione: 5 anni dalla data di produzione se non aperto e non utilizzato.
9. **Smaltimento dei dispositivi:** Seguire la procedura di smaltimento locale secondo la struttura dell'utente.

🇸🇪 Säkerhetshänvisningar – Observera

1. Denna produkt är utformad för användning av en utbildad professionell person och/eller sjukgymnast som en del av sjukgymnastik, rehabilitering och professionellt rekommenderade övningar för fitness.
2. Kontrollera alltid produkt innan du börjar träningen så det inte finns små hål, sprickor eller snitti i produkten. Använd aldrig en skadad produkt utan byt ut det till ett nytt.
3. Använd inte denna produkt på en ojämn eller skrovlig yta.
4. Denna produkt bör inte utsättas för höga temperaturer som kan orsaka att materialet försämras. I sådana fall, vänligen avbryt omedelbart användningen av produkten.
5. **Varning:** Förvaras under räckhåll för barn då denna produkt kan potentiellt orsaka strypling och kvävning när den inte används på rätt sätt.
6. Försäkra dig om att barn alltid är under uppsikt av en vuxen samt har fått handledande instruktioner innan de använder Sanctband. Sanctband är ej lämpligt för små barn.
7. Sanctband rekommenderade rengöringsmetod: Rengör med en våt och ren trasa.
8. **Hållbarhet:** 5 år från tillverkningsdatum om öppnad och oanvänd.
9. **Avfallshantering för anordningarna:** Följ lokal avfallsshantering enligt platsens instruktioner.

🇲🇾 Arahan Keselamatan – Sila Ambil Perhatian

1. Produk ini digunakan atas saranan profesional dalam latihan fisioterapi, pemulihan dan kecerdasan.
2. Setiap kali sebelum penggunaan produk, sila periksa sama ada produk mempunyai sebarang kerosakan (lubang, rekahan, potongan kecil). Sekiranya rosak, sila gantikan dengan yang baru.
3. Jangan gunakan produk ini pada permukaan yang kasar atau tidak rata.
4. Segera hentikan penggunaan produk yang terjerjas akibat pendedahan pada suhu tinggi.
5. **Perhatian:** Jauhkan dari jangkauan kanak-kanak, produk ini berkemungkinan akan menyebabkan kanak-kanak tercekik, terbelit dan kesesakan nafas apabila tidak digunakan dengan betul.
6. Kanak-kanak perlu menggunakan Sanctband dengan pengawasan orang dewasa dan mematuhi arahan daripada ahli terapi. Produk ini tidak sesuai untuk bayi.
7. Saranan pembersihan Sanctband: Bersihkan dengan kain yang bersih dan basah.
8. **Jangka hayat:** 5 tahun dari tarikh pembuatan jika tidak dibuka dan tidak digunakan.
9. **Pengurusan Peranti:** Pengurusan peranti mengikut prosedur di fasiliti penguna.



certified GmbH
Pymouder Straße 9
11460 Emmersloh
GERMANY



certified GmbH
Pymouder Straße 9
11460 Emmersloh
GERMANY



www.sanctband.com



Sanctuary Health Sdn Bhd (1130604-0)
16, Kawasan Perindustrian Karthika 1,
Kawasan Perindustrian Karthika,
31200 Chempur, Perak Darul Ridzuan, Malaysia.
Tel: +605-201 2800 Fax: +605-201 7890
Website: www.sanctuaryhealth.com.my

D010200576-02 | Date of issue: 2025-09-10